

Link do produktu: <https://alchemiasmakow.pl/herbata-yerba-mate-iq-p-246.html>



Herbata Yerba Mate IQ

Cena	6,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Idealne połączenie pobudzającej mate, liści ginkgo biloba (miłorząb japoński), kawałków guarany, guawy, skórki pomarańczowej oraz kwiatów. Zaparzana do 5 minut, działa pobudzająco, a powyżej tego czasu bardzo poprawia koncentrację. Każdy kto próbował tego połączenia składników wie jak niesamowitym napojem jest Mate IQ. Zawsze kiedy potrzebujesz pobudzenia z mega koncentracją, musisz sięgnąć po tą Mate.

- Ważne: Niestety wielu sprzedawców miesza herbaty z samą (dużo tańszą) bazą, przez co aromat jest ledwo wyczuwalny a dodatków jest niewiele, za to my dajemy gwarancję na wszystkie nasze produkty...są dokładnie takie jakie dostarczają je nam producenci.
- Sposób Parzenia: Gatunek ten można zaparzyć na dwa sposoby:
 1. Do parzenia yerba służy specjalne naczynie mate (nazywane również calabasa), wykonane najczęściej z tykwy, niekiedy z innych materiałów. Yerba mate można także zalewać w kubku lub termosie. Przygotowany napój pije się przez metalową rurkę - bombillę. Aby uzyskać właściwy napar, należy napełnić naczynie yerba mate i zalać wodą o temperaturze nieprzekraczającej 70 stopni Celsjusza. Następnie odczekać 10-15 minut i pić. Te same liście zalewa się wielokrotnie. Kolor naparu jest zielono brązowy a smak cierpki i aromatyczny.
 2. Na szklanekę naparu należy użyć 2 czubatych łyżeczek mate, zalać wodą o temperaturze 70-75 stopni Celsjusza i parzyć do 5 minut, by uzyskać napar mocniejszy w działaniu i powyżej 5 minut by napar był delikatniejszy. Jest to propozycja parzenia polecana szczególnie tym, którzy poranną kawę wolą zastąpić, filiżanką Yerba Mate.
- Składniki: Yerba mate, ginkgo biloba, kawałki guarany, guawa, skórka pomarańczowa, kwiat prawoślazu, kwiat pomarańczy, aromat.
- Kraj produkcji: Czechy
- Kraj pochodzenia herbaty: Paragwaj.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wielkość opakowania: 50g , 100g , 200g , 400g , 1000g